

## Стол торцевой на металлической опорной тумбе ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90

- Торцевой стол ЛАБ-ПРО СТ0ТМ предназначен для максимальной удобной организации рабочего пространства в лаборатории и является удобным завершением островных столов. Основа стола – металлическая опорная тумба, спроектированная по единому принципу и дизайну с другими изделиями металлической лабораторной мебели серии ЛАБ-ПРО, запущенной в производство ЗАО “ЛОиП” в 2015 г
- В стандартном исполнении стол имеет 5 вариантов рабочих поверхностей



### Модель

- ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90 TR
- ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90 LA
- ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90 KG-ESS
- ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90 F20
- ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90 F26/34

### Рабочая поверхность

- TRESPA TopLab<sup>Plus</sup> 16мм
- LAMINAT 27 мм
- Керамогранит с бортиком из н/ж стали
- FRIDURIT 20 мм
- FRIDURIT 26/34 мм

## Стол торцевой на металлической опорной тумбе ЛАБ-PRO СТОТМ 150.75.90

### Особенности

- Габаритные размеры 1500\*750\*900 мм (длина\*глубина\*высота)
- Основание стола – металлическая опорная тумба, полностью изготовленная из стали, окрашенной порошковой краской с фактурой шагреновой кожи (RAL 7035).
- Безрамная жесткая конструкция корпуса тумбы
- Тумба имеет три отделения – центральное и два боковых. Центральное отделение шириной 623 мм, боковые – шириной 334 мм
- В каждом отделении имеется легкосъёмная полка с возможностью установки на 3-х различных уровнях по высоте. Каждая полка имеет фиксатор
- Допустимая нагрузка на полку 30 кг.
- Боковые стенки тумбы, перегородки и фасады двойные. Толщина боковых стенок 19 мм, толщина фасадов 18 мм. Стальные дверки тумбы заполнены шумопоглощающим наполнителем.
- Петли с углом открытия 270 °
- Замок в каждом фасаде
- Регулируемые опоры стола (0-40 мм) полностью скрыты. Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы стола через цоколь.
- 6 стандартных вариантов рабочих поверхностей

## Стол торцевой на металлической опорной тумбе ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90

### Устройство ЛАБ-ПРО СТ0ТМ 150.75.90

